


iCONNECT

„CARTO“ SISTEMOS KABELIS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

REF 001-009075-1






















R_x
ONLY

Perspėjimas. Pagal federalinius įstatymus (JAV) šis prietaisas gali būti parduodamas tik gydytojui nurodžius arba užsakius.

Made in USA

DSP-0303_LT; Red.: F
įsigaliojimo data: 10.11.2023

SIMBOLIŲ APRAŠAS

	Igaliojasis atstovas Europos Bendrijoje		Katalogo numeris
	Perspėjimas		Žr. naudojimo instrukciją
	Pagaminimo data		Nenaudoti, jeigu pakuotė sugadinta, ir žr. naudojimo instrukcijas
	Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos		Laikyti sausoje vietoje
	Importuotojas		Partijos numeris
	Gamintojas		Europos rinkoje pristatomų įrenginių rinkodara
	Medicinos prietaisas		Nesterilu
	Pakuotė		Tik gydytojui paskyrus
	Serijos numeris		Temperatūros apribojimas
	Naudojamas ilgis		

PERSPĖJIMAS Prieš naudodami produktą, atidžiai perskaitykite instrukcijas.

PRIETAISO APRAŠYMAS

„CARTO®“ sistemos kabelis yra „iCONNECT™“ sistemos komponentas. Kabelis leidžia naudoti „CARTO 3“ sistemą kartu su „iCONNECT“ sistema.

REIKALINGI PAPILDOMI KOMPONENTAI

- „iCONNECT“ elektronikos šakotuvai
- „CARTO 3“ sistema

INDIKACIJOS

„CARTO“ sistemos kabelis sukurtas prijungti „CARTO 3“ sistemą prie atitinkamos įrangos, norint naudoti su „iCONNECT“ sistema.

KONTRAINDIKACIJOS

Nėra žinomų „CARTO“ sistemos kabelio kontraindikacijų.

TIEKIMO BŪDAS

Kabelis tiekiamas nesterilus. Prieš naudojimą patikrinkite, ar pakuotė nepažeista. Prieš (pakartotinį) naudojimą patikrinkite kabelį dėl pažeidimų ar defektų (t. y. sulinkusių kaiščių, kilpų, įbrėžimų, suspaustų ar išstemptų dalių). Nenaudokite, jei aptinkate bet kokių pažeidimų ar defektų.

TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

Produktą gali naudoti tik apmokytas personalas medicinos įstaigoje, paruoštoje atitinkamam taikymui. Produktą saugokite originalioje pakuotėje vėsioje, saugoje, tamsioje vietoje 10–25 °C temperatūroje. Tinkamai saugojamą produktą galima naudoti iki galiojimo datos, nurodytos ant pakuotės.

VALYMAS

Po naudojimo produktas gali būti užterštas ir jį reikia nuvalyti šluoste ar tamponu, sudrėkintu neutralaus pH EPA patvirtintais ligininėms skirtais tirpalais.

ŠALINIMAS

Jei produktas pažeistas, išmeskite jį ir likusius elementus ar atliekas pagal ligininės reglamentus arba vietos valdžios taisykles.

ĮSPĖJIMAI

- „CARTO“ sistemos kabelį naudoti gali tik apmokyti gydytojai.
- Gaminio pakuotę išmeskite laikydamiesi ligininės, administracinių ir (arba) vietos valdžios taisyklių.
- Aptikus produkto pažeidimų ar defektų, išmeskite produktą, laikydamiesi ligininės, administracinių ir (arba) vietos valdžios taisyklių.
- Neleidžiami jokie šio prietaiso pakeitimai.
- Netinkamai naudojant kabelį gali būti sužeistas pacientas arba operatorius.
- Neatsižvelgiant į anksčiau pateiktus įspėjimus galimi produkto pažeidimai arba rimti nepageidaujami reiškiniai.

PERSPĖJIMAI

- Nenardinkite kabelio jungčių į skysčius.
- Naudojant kabelį šalia kitos elektrinės įrangos, jame gali būti indukuoti trukdžiai.
- Nebandykite suremontuoti jokių pažeidimų. Kilus abejonėms, išmeskite kabelį ir nebenaudokite.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Kabelio prijungimo instrukcijų ir informacijos apie „iCONNECT“ sistemos naudojimą ieškokite „iCONNECT“ naudotojo vadove.

PREKIŲ ŽENKLAI

„Stereotaxis“, „Stereotaxis“ logotipas, „iCONNECT“, „Genesis™ RMN“ ir „Niobe™“ yra „Stereotaxis, Inc“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Visi kiti prekių pavadinimai, gaminių pavadinimai ar prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

„STEREOTAXIS“ TECHNINĖ PAGALBA

Dėl techninės pagalbos kreipkitės į „Stereotaxis TeleRobotic“ palaikymo komandą (TST) telefonu 1-866-269-5268 arba 1-314-678-6200, arba el. paštu tst@stereotaxis.com.

PRANEŠIMAS NAUDOTOJUI IR (ARBA) PACIENTUI

Apie bet kokius rimtus su prietaisu susijusius įvykius reikėtų pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

GARANTIJOS ATSAKYMAS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ APRIBOJIMAS

„STEREOTAXIS“ NETEIKIA GARANTIJŲ, TIESIOGINIŲ ARBA NUMANOMŲ, DĖL ŠIAME DOKUMENTE APRAŠYTO PRIETAISO. „STEREOTAXIS“ NEPRIIMA JOKIŲ NUSISKUNDIMŲ IR NETEIKIA GARANTIJŲ, TIESIOGINIŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMO ARBA AUTORIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJŲ, ATsirANDANČIŲ PAGAL STATUTĄ ARBA ĮSTATYMUS, ARBA DĖL VADOVAVIMO VEIKSMŲ, KOMERCINIŲ VEIKSMŲ ARBA PROFESINIO NAUDOJIMO.


STEREOTAXIS, INC. NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, ATsITIKTINĘ ARBA PASEKMINĘ, ŽALĄ, IŠSKYRUS AIŠKIAI APIBRĖŽTĄ TEISĖS AKTAIS.

„STEREOTAXIS“ NEATSAKO UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, ATsITIKTINĘ ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ, ATsirADUSIĄ DĖL NETINKAMO PRIETAISO NAUDOJIMO.



„Stereotaxis, Inc.“

710 N. Tucker Blvd. Suite 110
St. Louis, MO 63101
www.stereotaxis.com
1-314-678-6100



MDSS („Medical Device Safety Service GmbH“)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



„MedEnvoy“
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123,
2595 AM The Hague
Netherlands



MDSS-UK RP LIMITED
6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester M14 5TP
United Kingdom
Tel.: 0044 (0)7898 375115

CE 2797